

HH · CP - W 系列

二氧化碳培养箱

使用说明书

一、概述

新一代 HH·CP 型二氧化碳培养箱是集公司多年技术经验,并引进了新工艺所开发的高性能的水套式二氧化碳培养箱。具有加热恒定、温度波动小的特点,是开展免疫学、肿瘤学、遗传及生物工程所必须的关键设备,广泛应用于医学、微生物、农业科学、药物学的研究和生产。

二、结构

二氧化碳培养箱由喷塑外壳、水套不锈钢工作内室及电子控制部分组成。使用时必须有二氧化碳钢瓶及二氧化碳减压阀。二氧化碳气体必须纯净,减压阀压力应稳定。二氧化碳钢瓶是压力容器,由用户自备。减压阀是二氧化碳专用减压阀,其性能直接影响箱内二氧化碳浓度的精度,因此由本公司配套。

1. 本机为水套式水箱加热,升温恒定且均匀性好。
2. 温度传感器为 Pt100 铂电阻,互换性好。
3. 主控采用微电脑控制系统,控制准确精度高,LED 数字显示直观且指示清晰。
4. 温控电路采用水温、主控箱温两路控制,即使任一路控制失控另一路控制电路仍可限温,可靠性大大提高。
5. 二氧化碳输入回路设计独特,开门后可快速恢复(例:设定 5%时,恢复时间不超过 6 分钟,设定 10%时恢复时间不超过 12 分钟)二氧化碳浓度由空气及二氧化碳配比输入,浓度不受湿度等影响。
6. 湿度为自然蒸发式。
7. 采用双重门结构,外门为磁性门封条结构,门温电加热独立控制,保证内室玻璃门上不结露,避免污染又便于观察。
8. 内室玻璃门与箱体采用硅橡胶密封条,密封性好。

三、主要技术指标

1. 内室尺寸: 500×400×400 (80 升); 500×500×650 (160 升);
2. 温度控制范围: 室温加 5~50℃;
3. 温度波动: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$;
4. 温度分布均匀性: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 1^{\circ}\text{C}$);
5. 设定值: +1℃跟踪报警,并切断加热电源;
6. 温度恢复时间: ≤ 15 分钟 (37℃时);

7. 二氧化碳控制范围: 0 ~ 20%v/v;
8. 流量计: 空气 100---1000ml/min; 二氧化碳 10---100ml/min;
9. 二氧化碳浓度恢复时间: 浓度值 × 1.2 分钟;
10. 电源: 220VAC; 50Hz;
11. 功率: ≤550W (750W);
12. 外形尺寸: 550 × 505 × 805; 700 × 605 × 955;
13. 重量: 35KG (75KG);
14. 工作环境: 温度 5℃ ~ 40℃; 湿度 ≤85%RH。

四、使用方法

- 1、接通电源前, 先将箱内室用酒精擦净, 再用紫外线灭菌灯或臭氧消毒器, 消毒一小时。
- 2、在培养箱使用时需水箱注水才能正常工作。操作方法: 插上电源, 旋紧加水接头, 旋开溢水闷头, 将加水水管 (用户自备) 接入箱体左侧上部加水口, 打开电源开关, 此时蜂鸣器鸣响, 操作面板低水位指示灯亮, 当注水至低水位灯灭, 继续注水至溢水口, 水溢出。关闭电源, 拆除接管及加水接头。拉出放水管, 放掉约 100ml 水后塞紧放水闷头, 关闭电源开关。
- 3、将二氧化碳专用减压阀装在二氧化碳钢瓶上, 接头处不得有漏气现象。将减压阀输出接头套上耐压胶管, 并与培养箱后的二氧化碳进气接头相连接, 随后用压紧圈固紧, 压紧接头处, 不得有漏气。二氧化碳钢瓶气体总阀暂不打开。

4、开机

接通电源, 总电源开关置 “I”, 绿色指示灯亮。

(1) 将温度设定值调到需要的温度, (例如 37℃), 加热指示灯 OUT (绿) 应亮, 表示正在加热。

(2) 将二氧化碳电磁阀开关置于 “0”。(关闭电磁阀, 因为在未通二氧化碳气体培养时 CO₂ 气体也未接通, 电磁阀长期通电会发烫, 影响电磁阀寿命), 随后将 CO₂ 浓度设定为 “0.0”。

(3) 待温度达到设定值后, 将二氧化碳钢瓶开启, (开启前, 减压阀应尽量拧松, 防止减压阀输出压力过高导致输气橡皮管爆裂!) 减压阀上进气压力表指示钢瓶内二氧化碳压力, 缓慢的顺时针拧减压阀旋钮。使减压阀输出压力指示为 0.05Mpa, 指针处于刻线中间。此时设定所需二氧化碳浓度 (出厂时调整为 0%), 开启二氧化碳进气开关, 置 “I”, 此时即有二氧化碳进入室内。随着浓度升高, LED 显示出二氧化碳浓度值, 到设定值时, 电磁阀切断, 切换到空气及二氧化碳补气。此时空气流量计浮子应指示在 760ml/min (出厂时已调好), 二氧

化碳流量计浮子应指示在 40ml/min (出厂时已调好); 若浮子偏离上述数值时, 可用调节针阀细调到 760ml/min (空气) 及 40ml/min (二氧化碳) 准确为止。(在开门后快速恢复时, 空气无流量, 二氧化碳浓度显示值随之变化, 这是正常现象。

(4) 出厂时流量计指示一般调整为 $5\% \pm 0.3\%$ 二氧化碳浓度。

(5) 当温度达到设定值, 波动 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 以内, 二氧化碳浓度也达到要求后, 即可进行细胞培养。放入水盘, 使湿度符合要求, 自然蒸发一般可达 95%。

(6) 在首次使用本机或较长一段时期停用后再使用, 均应按上述要求操作, 并且在正式培养前应作箱内污染检查。

5、关机

关机前应将二氧化碳钢瓶关闭, 将二氧化碳进气开关置“0”, 然后切断电源。若较长时间不用, 则应将水盘取出, 将箱内擦干, 放尽水箱里的水。在二氧化碳开关置“0”状态下, 箱温在 37°C 时通电两小时保证箱内干燥后, 再切断电源。

五、注意事项

1、本机应安装在空气干净, 温差变化较小的地方, 且无日光直射。周围不得有强电磁场及辐射能量。

2、面板低水位灯亮并且蜂鸣报警, 应及时补充加水至规定水位, 否则将影响正常使用。

3、开机前应熟读使用说明书, 掌握正确使用方法。特别注意钢瓶开启前, 一定将减压阀拧松, 防止输气胶管爆破。

4、针形阀不可随意拧动, 使用中应经常监视减压阀输出压力为 0.05Mpa, 空气流量为 760ml/min, 二氧化碳流量为 40ml/min (5% 二氧化碳浓度时)。但空气流量如随着 CO_2 培养箱连续工作时间的延长, 可能会产生偏离, 用户只需按下文附录 2 适当调整即可。

5、钢瓶压力不足 1Kpa 时应予以更换, 更换钢瓶时应先将钢瓶开关关闭, 拧松减压阀螺轴, 再拆下减压阀重新安装在存有二氧化碳气体的钢瓶上。


6、打开玻璃门一定要开足, 约半分钟后闭门, 放清残余气体, 防止二氧化碳恢复时二氧化碳累加而过冲。

7、箱侧控制箱内的各部件均已精确调整好, 非维护切勿任意调节其中可调部分, 以免影响精度。

8、培养箱电源必须接地良好, 以保证使用安全。

9、如有故障请与本厂联系。

六、控制面板示意图



- 1、CO₂流量调节指示器。
- 2、空气流量调节指示器。
- 3、LOW 低水位指示灯（红）水位不足时指示灯亮。
- 4、ALM 报警灯（红），过温输出时亮，蜂鸣器响。
- 5、OUT 加热输出指示灯（绿），工作输出时亮。
- 6、正常状态 PV 显示温度测量值。
- 7、正常状态 SP 显示温度设定值。
- 8、DRAM 微量（绿），微量进气指示灯。
- 9、ADD 增加（绿），增加气体指示灯。
- 10、正常状态：PV显示CO₂浓度显示值。
- 11、正常状态：SP显示CO₂浓度设定值。
- 12、Power 电源总开关。
- 13、CO₂进气电磁阀开关。
- 14、增加键：可改变CO₂参数值，按住该键参数值自动递增。
- 15、减少键：可改变CO₂参数值，按住该键参数值自动递减。
- 16、SET键：CO₂设定功能键。
- 17、增加键：用于设定值，控制参数的修改，在正常情况下，按此键可查询设备关机所剩时间和定时关机时间设定键。
- 18、减少键：可改变参数值，在 SP 状态下，按住该键参数自动递减。
- 19、SET 键：用于设定值修改，参数的调出，参数的修改确认。

七、TEMP℃温度控制仪各功能详细说明

若温度 LED 上排闪烁显示 Err，则说明温度传感器开路或接线发生错误。

1、设定值参数及温度参数设置方法

按功能键 SET：点击进入温度设定模式，下排显示温度设定值参数 SP，上排显示温度设定值，可通过按增加键或减少键修改此设定值，再按此键或等待 30 秒，将退出此模式，设定值自动保存。长按此键约 4 秒进入箱温加热温度参数设置模式，再按依次显示。

符号	名称及范围	初始值
rE1	时间比例设定，用于修正控制误差。	1.0
ST	设备的定时关机时间的设定，若 ST=0 时，设备无定时关机功能，状态为连续工作，定时时间单位是分钟，定时范围为 1~999 分钟。	0
TE	温度过冲抑制延时时间，若 TE = 0 时，无延时，若 TE = 1 时，每低一度延时 1 分钟。可调范围为 0~10	0
rt1	用于修正热电阻、补偿导线所产生的测量误差。	0
P1	温度比例调节作用，P 越大比例作用越小，系统增益越低，P 太大，达到设定值的时间太大，P 太小，温度出现波动。	2.0
AL1	报警点设置、实际报警点 = SP+AL1。	1.0
LC	LC = 0，所有参数均可修改；LC = 1，只能修改设定值 SP；LC = 2，所有参数均不能修改。	0

长按此键约 4s 或等待 30s 将退出此模式，设定自动保存。

2、报警

- 当箱温显示超过设定温度 1℃ 时，控制器发出声光报警信号，并切断电源。
 - 当水位低于规定位置时，发出声光报警信号，并切断加热电源。
 - 当设备定时关机时间设定时，运行达到规定时间时，控制器关闭所有输出、湿度显示上排显示 End 蜂鸣器响 10 秒提醒。
- 只要蜂鸣器发出报警声，若要消音，只需在蜂鸣期间按操作面板上任一键即可消音，但报警指示灯仍亮。

3、出厂设置模式

工厂产品成品已进行各项校正，显示各值与初始值会有偏差，用户一般无需调整。如设

置参数影响温度控制精度，用户可按功能键进入参数设置模式，再依次据显示寻找到 LC 将出厂设置值 1 修正为 0，即可任意修改各项显示参数。若不慎混乱参数，无法满足正常工作，可按下述恢复初始值设置功能键即可。

4、初始值设置功能恢复方法

在 CO₂ 显示数码管下面的增加键和减少键，当同时按住增加键和减少键约 4 秒后，恢复初始值设置。出厂设置恢复后，箱温显示与实际工作室温度指示若有偏差，可按功能键进入 rt1 进行修正。

5、CO₂ 充气浓度显示设定

点击 CO₂ 设定功能键 SET，数码管下排 SP 显示 CP。上排 PV 显示 CO₂ 充气浓度，可通过按增加键或减少键修改此设定值。再点击 SET 键或等待 30 秒将退出此模式，设定值自动保存。

- CO₂ 浓度显示设定必须与流量计配比对应，具体应用方法参照下文附录 2。

6、部分参数说明

rE1-时间比例再设定，由于环境温度、电源电压及所控制的温度不同，使比例控制的仪表产生静差，通过调整此值来克服。（在对象与负载不变的前提下）

例如：二氧化碳培养箱设定温度为 37℃，系统稳定后的温度为 37.5℃，说明静差 0.5℃，此时将 rE1 的初始值 1.0 改为 0.5，经过一段时间的控制后，温差将稳定在 37℃ 附近。

rt1-用于测量值的修正，由于传感器和仪表本身受到精度的限制，使温度测量产生误差，通过调整此值来加以调整。

例如：二氧化碳箱设定温度为 40℃，显示测量温度也为 40℃，用精密玻璃温度计测量为 41.7℃，此时将 rt1 设为 1.7，同样此时仪且显示也为 41.7℃，经过一段时间控制后，温度仍将稳定在 40℃，并与精密玻璃温度计测量的温度相同。

P1-比例作用调节，P1 的值的大小将影响系统增益。

例如：设定温度 40℃，温度显示为 39.5℃，加热指示灯 OUT 一直在闪烁，但经过了很长稳定时间，温度显示值就是升不到设定值 40℃，但一直在 39.5℃ 位置。此时可通过调节 P1 的值来进行修正。若 P1 菜单显示值为 2.0，只需将设定值 40℃ 减去显示值 39.5℃，等于 0.5℃ 的值，再把原 P1 值减为 1.5，经一段时间后显示温度会达到 40℃ 附近，直至稳定。但 P1 值不能调整得太小，否则温度显示值在设定值附近会产生较大的波动。

控制板上键 7 功能键的使用说明

此键供出厂调试及维修时操作，用户使用时无需操作及调试。

键 7 (门温和水温加热参数设定键): 长按该键约 4 秒进入显示门温和水温加热测量设置模式, 再按该键数码管 SP (温度) 区依次显示参数 T2 (门控温度测量值), AL2 (SP+AL2 为门温实际控制点) 初始值为 1, T3 (水温测量值)、AL3 (SP+AL3 为实际水温控制点), 初始值有 1.6, 数码管 PV (温度) 区显示参数相对应的值, 在显示 T2 模式下按 SET 键 (功能键) 进入门温和水温加热温度参数模式, 再按该键依次显示 rE2、rt2、P2、rH3、rt3, (初始值 rE2 为 1.0、rt2 为 0、P2 为 3.0、rH3 为 0、rt3 为 0,) 参数功能同箱温。

附录 1

箱内污染检查: 用两个带有培养箱的培养皿, 一个培养皿人为污染, 如对培养皿表面呵气, 然后加盖放入箱内培养: 另一个对照, 没有外界任何污染, 半启盖放入箱内培养。人为污染的上应有杂菌生长, 对照的应无杂菌现象, 证明箱内已消毒洁净, 进入的气体也不带菌。这时投入培养使用。

附录 2

二氧化碳浓度按下式计算空气流量及补气流量:

二氧化碳浓度=二氧化碳流量/min÷(二氧化碳流量/min+空气流量/min)

例: 5% 空气 760ml/min 二氧化碳 40ml/min
10% 空气 720ml/min 二氧化碳 80ml/min
15% 空气 510ml/min 二氧化碳 90ml/min
20% 空气 400ml/min 二氧化碳 100ml/min

八、产品常见故障分析及排除方法

故障现象	故障分析及解决方案
1、插上电源打开电源开关, 设备无任何指示	★客户电源供给问题, 请电工协助解决; ★用万用表电阻档测量培养箱电源线输入插头相一零之间阻值, (闭合面板所有开关及关闭玻璃内门) 若测量阻值为无穷大, 检查箱体后部熔断器是否熔断, 打开电器控制箱盖板, 检查开关插片有否脱落。
2、插上电源打开电源开关、设备电源开关指示灯亮, 但 LED 无显示	★对照电器接线图, 检查各接插件及相关联线, 查有否脱落及断裂。
3、电机不运转	★查看玻璃内门有否关严。按 CO ₂ 功能 SET 键, 设定浓度 5%, 观察 CO ₂ 的 LED 数字是否逐步增大, 如有数字增大可判断门开关正常。测量控制板 10-11 脚之间有否 220V 输出。无输出, 控制板坏, 有输出, 则关闭电源查风机及相关联接线, 电机坏则邮寄配件解决。
4、空气流量计或二氧化碳流量计里的转子不转	★可能流量计旋钮未旋动。 ★流量计损坏、判断方法: 拆下流量计, 上下颠倒转子, 不动则为损坏。 ★拆開箱頂電器箱蓋板, 三通處可能堵塞。 ★氣體調節器損壞或電磁泵損壞, 判斷是否電磁泵故障, 可測量 9-10

	<p>脚之间电压，有否有\sim220V 输出（浓度显示须达到置定值）。有输出为电磁泵损坏，无输出为控制板坏。</p> <p>★CO₂钢瓶气管未与箱体进气口连接或各调节阀未按要求打开。</p>
5、控制板显示温度与箱内水银温度计测出有差异	<p>判断前提：</p> <p>1、水银温度计需经检验部门检验合格后测量。</p> <p>2、水银温度计的测量安装位置，请将温度计悬空于内腔几何中心位置，不能直接放在隔板上测量。</p> <p>★参照使用说明相关参数调整方法。</p>
6、湿度不能上升	<p>判断前提：</p> <p>1、面板 OUT 输出指示灯亮否。</p> <p>2、温度设定值是否已置定为环境加 5℃ 以上。</p> <p>3、水箱是否处于低水位（面板 LOW 灯及 ALM 灯亮否）。</p> <p>★OUT 灯亮：查控制板 5 至 6 脚有否\sim220V 电压。</p> <p>有电压：水箱加热管损坏或相应联线脱落。</p> <p>无电压：控制板坏。</p> <p>★OUT 灯不亮，水箱水位正常，温度设定值在环境加 5℃ 以上，可通过控制板上键 7 功能查询来判断故障。方法可参照前述，确属零配件或控制板损坏，则邮寄配件解决。</p>
7、CO ₂ 的LED无浓度指示	<p>1、CO₂ 功能未设置浓度。</p> <p>2、门开关未合上，可检查玻璃门是否压紧，也可通过观察风机是否运转来判断。</p> <p>3、上述均属正常，判断控制板坏。</p>
8、玻璃内门在CO ₂ 培养时结露严重	<p>可判断为门温不加热</p> <p>★测量控制板 3-4 脚之间有无\sim220V 输出。</p> <p>有电压输出查相应连线，并且电阻法测量门加热器阻值，（正常 500Ω 左右）即可判断，确定门加热器故障可拆开外门复板修复或调换电加热丝。</p> <p>无电压输出为控制板坏。</p>
9、工作室温度上升后始终达不到设定值	<p>分析：由于箱温与水温控制为串联方法，若水温达到比箱温设定值高 1.6℃ 时，只要水温输出关闭，箱温同时也无输出，可从面板指示灯 OUT 及控制板上水温指示灯亮否即可判断。但如果控制板水温传感器或箱温传感器发生故障或经调换，必须要进行温度修正，特别是调换水温传感器，具体方法可参照键 7 功能键检查及方法修正即可。</p>